



## VDDS Schnittstelle einrichten


Um die VDDS-media-Schnittstelle zu nutzen, installieren Sie zunächst auf dem Rechner das Programm, das angebunden werden soll. Im Normalfall sind nun beide Programme in der VDDS-media-Schnittstelle eingetragen und können gekoppelt werden.

Die Patientenübergabe kann auf zwei Wegen erfolgen. Ein Weg ist über „Kopplungen / VDDS media“ und in dem sich öffnenden Fenster das gewünschte Programm auswählen.




Ein anderer Weg wäre sich ein Icon mit dem gewünschten Programm zu belegen. Gehen Sie dazu in „Einstellungen / Kopplungen“ und wählen Sie bei digitaler Bilddatenbank das entsprechende Programm aus. Danach erscheint in der Iconzeile das Symbol , was den Patienten übergibt und das externe Programm öffnet.





Der Rückimport von Dokumenten in die Patientenakte ist über Rechtsklick auf den Neu-Schalter möglich.



Bei Rückfragen können Sie sich gern an die ivoris<sup>®</sup> Produkthotline wenden (03745 78 24 31).